

Pédiluve

Avec barrières texas

ÉLEVAGE

NOUVEAU



Barrière texas

L'utilisation régulière du pédiluve est un moyen d'assainir la corne et constitue un bon complément au parage fonctionnel. Il peut être placé en sortie de salle de traite. Les dimensions du pédiluve BEISER sont de 2,50 m de longueur, 1 m de largeur et 12,5 cm de hauteur, pour une profondeur de bain de 8 à 9 cm. Son utilisation permet de limiter les agressions du pied par les bactéries ou les virus responsables d'infections et de troubles de la locomotion.

www.beiser.fr
**DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE**

**REVÊTEMENT
INTÉRIEUR ÉPOXY**



Tapis caoutchouc puzzle antidérapant



Vanne 2'' quart de tour



Fixation des barrières par chaînettes amovibles

**Matériel recommandé
dans les réglementations
sur le bien-être animal**

OPTIONS POSSIBLES

- Porte cornadis
- Porte simple avec verrou

AVANTAGES

- ⊕ Action préventive et curative
- ⊕ Efficace en cas de dermatite digitée (maladie de Mortellaro) ou pour prévenir les panaris
- ⊕ Relaxant pour les animaux
- ⊕ Très facile d'entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimensions en mm
03010700004	Pédiluve avec barrières texas	2500 x 1000 x 125

- 2 barrières texas amovibles
- 1 vanne 2'' quart de tour
- 1 tapis caoutchouc

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 03 88 713 464



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488
0,15€ TTC/min